

Dispositivos CRM compatibles con MRI

Marcapasos cardiaco

 ASSURITY MRI™ PM1272 PM2272 ENDURITY MRI™ PM1172 PM2172	ELECTRODOS COMPATIBLES CON MRI		
	TENDRIL™STS	ISOFLEX™OPTIM™	TENDRIL MRI™
2088TC Longitudes: 46, 52, 58 cm	1944 Longitudes: 46, 52 cm 1948 Longitudes: 52, 58 cm	LPA1200M Longitudes: 46, 52, 58 cm	
Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5T y 3T		Cuerpo entero Modo de funcionamiento primer nivel del modo controlado 1,5T	

 ENDURITY™ PM1162 PM2162 ENDURITY CORE™ PM1140 PM1152 PM2140 PM2152	ELECTRODOS COMPATIBLES CON MRI		
	TENDRIL™STS	ISOFLEX™OPTIM™	TENDRIL MRI™
2088TC Longitudes: 46, 52, 58 cm	1944 Longitudes: 46, 52 cm 1948 Longitudes: 52, 58 cm	LPA1200M Longitudes: 46, 52, 58 cm	
Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5 T			

CRT-P

 QUADRA ALLURE MP™ PM3562 QUADRA ALLURE™ PM3542	ELECTRODOS COMPATIBLES CON MRI	
	TENDRIL™STS	ISOFLEX™OPTIM™
2088TC Longitudes: 46, 52, 58 cm	1944 Longitudes: 46, 52 cm 1948 Longitudes: 52, 58 cm	
+ Quartet™ 1456Q - 1457Q - 1458Q - 1458QL (Longitud: 86 cm)		
Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5T		

Holters

 CONFIRM RX™ ICM DM3500 CONFIRM™AF DM2102	HOLTERS	
	Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5T y 3T	Consulte los manuales de referencia para obtener información detallada sobre las condiciones para el examen de resonancia magnética. Disponible en https://manuals.sjm.com

Utilice la sencilla herramienta de búsqueda de compatibilidad con IRM: <https://mri.merlin.net>
 Si la caja está conectada a 2 o 3 sondas de compatibilidad de resonancia magnética diferente, elija los parámetros de resonancia magnética más restrictivos

*Consulte los límites de exclusión de zonas en el manual de referencia.

Dispositivos CRM compatibles con IRM

Desfibriladores cardiacos

		ELECTRODOS COMPATIBLES CON MRI			
	ELLIPSE™	TENDRIL™STS	ISOFLEX™OPTIM™	TENDRIL MRI™	
	CD1377-36Q CD1377-36QC CD2377-36Q CD2377-36QC	2088TC Longitudes: 46, 52 cm	1944 Longitudes: 46, 52 cm	LPA1200M Longitudes: 46, 52, 58 cm	
		FORTIFY ASSURA™	DURATA™ o OPTISURE™ 7120Q - 7122Q o LDA210Q - LDA220Q Longitudes: 58, 65 cm		
		CD1359-40Q CD1359-40QC CD2359-40Q CD2359-40QC	Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5T		
<hr/>		ELECTRODOS COMPATIBLES CON MRI			
	GALLANT™	TENDRIL™STS	TENDRIL MRI™		
	CDVRA500Q CDDRA500Q	2088TC Longitudes: 46, 52 cm	LPA1200M Longitudes: 46, 52 cm		
		DURATA™ o OPTISURE™ 7120Q - 7122Q o LDA210Q - LDA220Q Longitudes: 58, 65 cm			
		Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5T y 3T	Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5T		

CRT-D

	QUADRA ASSURA MP™	ELECTRODOS COMPATIBLES CON MRI		
	CD3371-40Q CD3371-40QC	TENDRIL™STS	ISOFLEX™ OPTIM™	
	QUADRA ASSURA™ CD3367-40Q CD3367-40QC	2088TC Longitudes: 46, 52 cm	1944 Longitudes: 46, 52 cm	
		DURATA™ o OPTISURE™ 7120Q - 7122Q o LDA210Q - LDA220Q Longitudes: 58, 65 cm		
		+ Quartet™ 1456Q - 1457Q - 1458Q - 1458QL (Longitud: 86 cm)		
		Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5T		
<hr/>		ELECTRODOS COMPATIBLES CON MRI		
	GALLANT™	TENDRIL™STS	TENDRIL MRI™	
	CDHFA500Q	2088TC Longitudes: 46, 52 cm	LPA1200M Longitudes: 46, 52 cm	
	ENTRANT™	DURATA™ o OPTISURE™ 7120Q - 7122Q o LDA210Q - LDA220Q Longitudes: 58, 65 cm		
	CDHFA500Q NEUTRINO™ CDHFA500Q	+ Quartet™ 1456Q - 1457Q - 1458Q - 1458QL (Longitud: 86 cm)		
		Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5T y 3T	Cuerpo entero Modo de funcionamiento normal 1,5T	